

Reconstrucția compozită armată **DIRECTĂ**
a dinților laterali cu
MATERIALE INJECTABILE



Workshop pentru medici

Nivel: începător & mediu

Tarif: 450 lei (TVA inclus)

Locuri disponibile: 15 medici

*Pentru a vă putea înscrie la acest curs practic,
este obligatorie participarea la congres.*



Lector: **Dr. Vlad Niță**

Key Opinion Leader GC România & GC Europe

Key Opinion Leader Pascal Dental, SUA

25 Aprilie 2024, 10:00 - 13:00 ● Grand Hotel Italia ● Sala Leonardo

Descriere: acest workshop practic este un "must-have" pentru orice medic aflat la început de drum și este, în același timp, un bun atuu pentru practicianul experimentat ce dorește să-ți extindă arsenalul de tehnici.

* **BONUS*** fiecare participant va primi câte un give-away (vezi slide 2 pentru detalii)

Detalii & înscrieri: Crina Niță | tel.: 0723 23 94 41 | e-mail: nita.crina@gmail.com

Workshop powered by



Reconstrucția compozită armată **DIRECTĂ** a dinților laterali cu **MATERIALE INJECTABILE**



Program:

15:00 – Noțiuni introductive pentru adeziunea compozitului

15:45 – Cazuistică relevantă de restaurări directe cu materiale compozite chitoase

16:15 – Workshop: simplificarea tehnicilor de stratificare a compozitelor chitoase, “cusp by cusp”, cu materiale compozite injectabile

Ce vei învăța la acest workshop:

- Cum să îți îmbunătățești adeziunea compozitelor la țesutul dentar restant
- Cum să folosești compozitele chitoase pentru a genera o morfologie armonioasă pe zona laterală
- Cum să obții restaurări longevive utilizând materiale compozite fluide de ultimă generație.

** Participanții vor avea asigurate de către organizatori toate instrumentele necesare pentru partea practică.*

25 Aprilie 2024, 10:00 - 13:00 ● Grand Hotel Italia ● Sala Leonardo

* **BONUS*** fiecare participant va primi câte un give-away constând în:

1. Instrumentul **Retrax®R-55**, cel mai popular instrument **Pascal** pentru poziționarea firului de retracție.
2. Fire de retracție gingivală **Pascal SilTrax® AS** impregnate cu soluție de Sulfat de Aluminiu, două mărimi: 00 (7) sample și 01 (9) full size.
3. Fire de retracție gingivală **Pascal Knittrax**, împletite și neimpregnate, două mărimi: 00 (7) sample și 000 full size.
4. **Soluție Pascal Retrax™AS** cu 25% Sulfat de Aluminiu – oferă retracție excelentă, control hemostatic și rigiditate tisulară. Vehiculul special de lubrifiere ce previne aderența între firele de retracție sau materialele de amprentă și țesutul gingival.
5. **Micro kit-ul LUCIDA**, sistem de gloss pentru compozit, de la firma DiaShine (S.U.A.) în parteneriat cu Style Italiano, ce conține: pastă de lustruit Lucida, mandrină și 5 steluțe.
6. 5 x folii de digă **Nic Tone** medii, albastre.

Workshop powered by

